

LADIFROTEIRO DA EXPERIÊNCIA



Disciplina :	Eletro	magnetisi	mo	Tema :	Física Moderna	
Código :	1C-17	Nome :	Globo	de plasm	a	
Onde enco	ntrar :]	Jirau – M	ódulo 9,	Pratelei	ra 1	

Potencialidade: Observação da indução eletromagnética no interior da bobina.

Palavras Chaves: Plasma, dielétrico, dieletricidade, Ref. Bibliográficas: Eletrodinâmica - David J. Griffiths

ROTEIRO DA EXPERIÊNCIA

Introdução teórica


O globo de plasma ou lâmpada de plasma é constituído por uma esfera de vidro com um gás a baixa pressão e por um eletrodo central a alta tensão. Plasma refere-se ao quarto estado de agregação da matéria (os outros três estados são o sólido, líquido e gasoso), é um fluido condutor constituído por uma mistura de átomos, íons e elétrons. As descargas elétricas do eletrodo de alta tensão rompem a dieletricidade do gás e provocam a excitação e a ionização de alguns átomos de gás mudando-os para o estado de plasma. Conseguimos observar o plasma pois os átomos excitados, ao voltarem ao estado inicial, não excitado, emitem luz.

Devido a simetria da esfera de vidro, que seria o nosso "terra", em relação ao eletrodo de alta tensão as descargas não possuem caminho privilegiado e por isso observamos os raios em todas as direções. Ao tocarmos os dedos no vidro alterarmos a simetria da esfera fazendo com que a corrente vá na direção onde a mão se encontra e assim iluminando a região tocada.

Outrossim, devido a alta tensão a descarga elétrica é capaz de "excitar" uma lâmpada fluorescente mesmo estando a uma certa distância do globo.

Material utilizado

- 1) Globo de plasma
- 2) Lâmpada fluorescente
- 3) Fonte de alimentação de 110V





Procedimento:

- 1 Conecte o globo de plasma na fonte e ligue a fonte de alimentação;
- 2 Encoste a mão no globo de diferentes maneiras(somente um dedo, toda a mão, etc); e observe
- Aproxime a lâmpada fluorescente do globo e observe.

ELABORADO/REVISADO: Rayssa Almeida e Adriano Ibiapino	APROVADO: MÊS/ANO:
MÊS/ANO: Fevereiro/2019	